

SOFT AP

DESCRIPTION DU PRODUIT

Concentré d'enzymes liquide conçu pour décomposer les taches d'albumen et d'amidon pendant le lavage.

Concentré d'enzymes très efficace, notamment sur les taches à base de albumen et amidon (résidus d'aliments, sang, sucre et amidon).

Spécifiquement conçu pour l'emploi pendant le lavage. En tant que produit liquide, son efficacité est immédiate. Soft AP vante une stabilité de température excellente (30°C – 70°C). Très indiqué comme détachant humide pour le nettoyage à sec des tissus.

CONSEILS D'UTILISATION

Dosage:

Le dosage de Soft AP dépend du degré de saleté. Son efficacité est liée à la durée du traitement; si l'on prolonge la durée du traitement il est nécessaire de diminuer le dosage.

Trempage: à 30°C - 40°C environ, pendant 2-12 heures, doser 2-5 ml de SOFT AP par kg de vêtements.

Pré-lavage: le dosage normal pour une température de lavage entre 30°C et 70°C et pour une durée de 20 minutes est de 5-10 ml de produit. Le temps d'action est d'au moins 30 minutes. Rincer ensuite avec l'eau les résidus d'enzyme et la saleté dissoute.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Densité à 20°C: 1,01
pH (solution 1%): 7,5 – 8,5
Ionogénité: -

REMARQUES

SOFT AP vante une stabilité de magasinage excellente. Chaque année l'activité du produit ne diminue que du 3 – 5%. Le produit ne craint pas le gel, cependant on conseille de ne pas le stocker à – 0°C trop longtemps.

SECURITE

SOFT AP en tant que enzyme qui décompose albumen et amidon, attaque la surface de la peau humaine. On conseille donc de porter des gants de protection. En cas de contact avec la peau, se laver abondamment avec de l'eau et du savon. En cas d'ingestion consulter un médecin. Conserver hors de la portée des enfants.

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur l'état actuel des connaissances, et sur des sources d'information réputées fiables. Cependant, nous ne donnons aucune garantie, explicite ou implicite, à propos des informations contenues ici, et rejetons toutes responsabilités quant à leur exactitude.

Page 1 de 1

G.B.M. Elettrochimica S.R.L.

Via Fiumicino San Mauro 120/130 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tél. +39 0541 930058 r.a. – Fax Commercial +39 0541 810218 - www.gbmprodottichimici.it - gbm@gbmprodottichimici.it
Capital € 20.000,00 i.v. - Numéro de TVA 00958710402 – R.E.A. 192182